

MASCARILLA MÉDICA TIPO II R

Ficha Técnica SMK-01



Materiales

3 capas de material no tejido (capa no tejida + filtro fundido+ capa soplada por fusión)
Ancho 9.5 cm x largo 17 cm aprox.
Cintas para colocar en la oreja 15 cm aprox.

Restricciones de uso

1. Este dispositivo no puede utilizarse en un entorno con una concentración de oxígeno inferior al 19,5%;
2. No debe usarse donde las sustancias nocivas alcanzan la concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud (IDLH), o donde se desconocen las sustancias peligrosas;
3. No modifique este dispositivo, no lo lave con agua ni lo esterilice con horno de microondas;
4. Compruebe la integridad del paquete individual antes de usarlo.

Instrucciones de Limpieza / Mantenimiento

Este producto es desechable, no se puede lavar ni reutilizar (no requiere mantenimiento).

Mascarilla desechable de alta filtración no estéril, Tipo II R, que ayuda a bloquear las gotas o partículas grandes, protege contra polvos molestos, a la vez disminuye la contaminación por fluidos entre personas o a los productos.

Características

Cintas elásticas para ajustar a las orejas y clip moldeable para ajustarlo en la nariz.
Diseño multicapa plegable que facilita la respiración. Ideal para servicios de salud, laboratorios, manejo de alimentos y similares.
Material hipoalergénico y libre de látex.
Talla universal.

Normas

Cumple con EN14683-2019. Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE- siglas en inglés) $\geq 98\%$.

Instrucciones de almacenamiento

No se debe almacenar con productos tóxicos, corrosivos, contaminantes y productos con mal olor, debe estar lejos de fuentes de fuego e inflamables. Este producto debe almacenarse en una humedad relativa de no más del 80% en el ambiente y evitar la exposición directa al sol.

Embalaje

50 uds/empaque, 2000 uds/caja