



Materiales

Doble capa de material no tejido, doble capa filtrante de material soplado y una capa de algodón fundido.
Ganchos para la oreja: bandas elásticas.

Instrucciones de uso

Diseñado para evitar la transferencia de microorganismos, fluidos y material particulado.
No lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído).
El usuario debe estar capacitado en el uso correcto de estos productos antes de usarlos.

Instrucciones de Limpieza / Mantenimiento

Esta máscara es desechable, adecuada para un solo uso (no requiere mantenimiento).
El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o se contamine con fluidos corporales.

Mascarilla no estéril, con 5 capas de barrera para una mejor protección. El diseño plano reduce el espacio de almacenamiento requerido.

Características

Alta eficiencia de filtración para protección en muchos entornos.
BFE: por encima del 95%.
Baja resistencia a la respiración.
Construcción de 5 capas.
Superficie interior suave para mayor comodidad.
Clip nasal ajustable
Diseño: talla única.

Normas

Respirador KN95 cumple con GB2626-2006. Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE- siglas en inglés) $\geq 95\%$.

Instrucciones de almacenamiento

5 años a partir de la fecha de fabricación.
Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
Almacene a temperaturas entre -4°F (-20°C) y $+86^{\circ}\text{F}$ ($+30^{\circ}\text{C}$) y que no exceda el 80% de HR.

Embalaje

20 uds/caja, 1000uds/cartón