

82-700

FICHA TÉCNICA

GUANTES DESECHABLES DE NITRILLO

Resistencia química excepcional

Protege la mano de solventes y una amplia gama de peligros químicos. Fabricado en nitrilo que ofrece hasta cuatro veces la resistencia a la perforación comparado con el látex de caucho natural y tres veces la resistencia de los guantes de neopreno similares.

Admitido para manipulación de alimentos

Guante para aplicaciones de manipulación de alimentos y cumple con 21CFR partes 170-199, y es adecuado para algunos entornos críticos.

Prevención de alergias tipo I

No contiene proteínas de látex de caucho natural, lo que previene las alergias de tipo I en el usuario. Este producto contiene aceleradores (tipos ditiocarbamato, zinc-mercaptobenzotiazol) que no deben utilizarse en caso de hipersensibilidad a estas sustancias.

Acabado y agarre

Modelo con acabado liso. Este guante ofrece facilita un agarre firme en condiciones secas o húmedas.

Estándares y pautas

Reglamento EPI (UE) 2017/725: Categoría III.

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos (EN 1186, EN 13130).

Uso como dispositivo médico de clase 1 según 93/42/CEE.

Conformidad con las normas: EN 16523-1:15+A1:18, EN ISO 374-1:16+A1:18, EN ISO 374-5:16, EN 455-2:15, ASMT D3578:19, ASTM 6319:19, FDA 21 CFR 177.2600.

82-700

Material	Caucho de nitrilo butadieno
Color	Verde agua
Diseño	Sin polvo, ambidiestros, con dedos texturizados
Diseño	Puño enrollado
Empaque	100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja de envío, 1000 guantes/caja de envío
Control de calidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Regulación EU 2016/425 Modulo D, GRS, OCS, BCI, WRAP, GSV, SA 8000:2008, OHSAS 18001:2009, Oeko-Tex®, Sedex 4-Pillar, 5S, FWC/WCA and WWF-Green Office.
Almacenamiento	Almacenar en el embalaje original en un lugar seco y oscuro a una temperatura de 10°C a 30°C. Consulte las pautas de almacenamiento de productos de caucho.
Almacenamiento	Asegúrese de que el área de almacenamiento se mantenga fresca, seca y libre de polvo, evite la ventilación y el almacenamiento cerca del equipo de fotocopia. Los iones de cobre decoloran el guante. Proteja los guantes contra las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. El almacenamiento por encima de 30°C conducirá a un envejecimiento acelerado y debe evitarse.
País de origen	Sri Lanka

	VALORES TÍPICOS					VALORES TÍPICOS
	TALLA	S 6 ½-7	M 7 ½-8	L 8 ½-9	XL 9 ½-10	ASTM D3578/EN 455-2
Largo (mm)	82-700	245	245	245	245	
Ancho de palma promedio (mm)	82-700	82	95	100	105	
Libre de agujeros		1.5 AQL (según EN 455-1, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1)				ASTM D3578/EN 455-1
Dimensiones y propiedades físicas		4.0 AQL (según ASTM D3578, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, S-2)				
Grosor de la palma de pared simple		(mm : 0.12) / (mils: 4.6)				ASTM D3578/EN 455
Grosor de los dedos de pared simple		(mm : 0.14) / (mils: 5.5)				
		DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				ASTM D 6319 ASTM D 6319 EN 455-2
Resistencia a la tracción		> 14 MPa				
Alargamiento a la rotura (%)		> 400				
Fuerza en el descanso (N)		≥ 6				

EN ISO 374-1 - Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.

Nivel del modelo 82-700: JKPT

Tipo A	Resistencia a la penetración (EN374:2) Tiempo de resistencia ≥ 30 minutos para al menos 6 sustancias químicas.
--------	---

Letra EN374	Producto químico
J	n-Heptano
K	Hidróxido sódico 40%
P	Peróxido de hidrógeno 30%
T	Formaldehído 37%

Resiste la degradación de los químicos, evaluados en la tabla anterior.

EN ISO 374-5 - Guantes de protección contra microorganismos.

Ofrecen protección contra: bacterias, hongos y virus.

EN ISO 374-1 Tipo B



JKPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CE 0598

CAT III

CLASS 1

MEDICAL DEVICE



